



# しーぱっが CPAP外来通信 第227号

2024.4  
呼吸器内科

皆様こんにちは♪  
CPAP 外来通信を手にとっていただき有難うございます。  
さて今回は、『CPAP のフィルターお手入れ』についてお話  
致します。

## CPAP治療器のフィルターを確認してください!



外気を取り込む CPAP 治療器には、**フィルター**がセットされています。機種によって形態が異なりますが機能としては微粒子、ほこり、花粉を効果的にブロックしてくれるものです。しかしそのフィルターもお手入れや交換が必要です。微粒子で真っ黒になっていませんか？ほこりが溜まっていませんか？この機会に再度ご確認お願いいたします。

## 適切なお手入れ方法をお願いします!



ほこりで真っ黒

**レスメド社製** スリープメイト 10・11、エアセンス 10・11

使い捨てタイプの不織布フィルターは洗淨できません。半年に1回交換しましょう。  
予備がない場合は CPAP 管理会社に連絡、または診察時にお伝えください。



ほこりで真っ黒



水洗い

**フィリップス社製** ドリームステーション

使い捨てではないタイプやスポンジタイプのフィルターは水洗いができます。よく乾かしてから装着してください。ほこりが溜まってしまった場合は新しいフィルターに交換しましょう。

予備がない場合は CPAP 管理会社に連絡、または診察時にお伝えください。

来月の CPAP 外来は**第2木曜日**の5月9日（栗林医師）、**第4木曜日**の5月23日（栗林医師）に行いますので、お間違えのないように受診してください。

【CPAP は重症睡眠時無呼吸症候群:SAS に対する治療器です】

☆ 過去の CPAP 外来通信が呉共済病院ホームページでご覧になれます ☆ 発行/ 臨床研究科

